



## Solución tampón, pH 4,01, 1 L

|                |               |
|----------------|---------------|
| # de producto: | LZW9466.99    |
| USD Precio:    | Contacto Hach |
| Disponible     |               |

### Soluciones tampón de pH estándar para análisis de laboratorio y en campo

Solución tampón de pH estándar para calibrar electrodos de pH, tampón de pH incoloro, pH 4,01  $\pm$  0,02 a 25 °C, 1 L

#### Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Ya sea en el laboratorio o en campo, es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones tampón de pH estándar que se utilizan es muy importante.

#### Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de pH es un buen cuidado y calibración del electrodo de pH.

#### Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

---

### Especificaciones

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad:                      | 1 L                                                                                                             |
| Condiciones de almacenamiento: | 10 - 25 °C (proteger de la luz)                                                                                 |
| Descripción:                   | Tampón de calibración de pH                                                                                     |
| Notas especiales:              | Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 6 meses |
| Tipo de envase:                | Botella                                                                                                         |
| Trazable a NIST:               | Sí                                                                                                              |
| Valor(es) pH:                  | 4,01 $\pm$ 0,02 pH a 25 °C                                                                                      |
| ¿Codificada por colores?:      | No                                                                                                              |