



Be Right™



Solución estándar de ácido sulfúrico, 1000 N, 1 L

de producto:

127053

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución estándar de ácido sulfúrico multiuso

Especificaciones

Concentración:	1,00 N
Descripción:	Solución estándar de ácido sulfúrico
Número del método:	8288 (ácido)
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	100 - 25 000 meq/L
Volumen:	1 L

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)