



Solución estándar, ácido clorhídrico, 1,00 N, 1 L

de producto:

2321353

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución estándar de ácido clorhídrico multiuso, 1,00 N (1,00 M)

Especificaciones

Concentración:	1.00 N
Instrumento:	Todos excepto DR 900 y PC II
Número de tests:	Varía
Número del método:	8025
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	15 - 500 unidades
Tipo solución:	1.00 N
Volumen:	1 L

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)