



Be Right™



Solución estándar de ácido clorhídrico, 6,0 N (1:1), 500 mL

de producto:

88449

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución estándar de ácido clorhídrico multiuso, 6,0 N (1:1)

Especificaciones

Concentración:	6.0 N
Número del método:	10056
Plataforma:	Solución
Tipo solución:	6.0 N
Volumen:	500 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)