



Be Right™



Set de reactivos para acidez, valorador digital

de producto:

2272800

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días



Sobres de reactivo en polvo indicador y cartuchos de valoración para la determinación de la acidez: naranja de metilo 10 - 160 mg/L CaCO_3 y fenolftaleína 100 - 4000 mg/L CaCO_3 .

Para la determinación de la acidez mediante valoradores digitales, con puntos finales de naranja de metilo (mediante indicador azul de bromofenol) y fenolftaleína. Métodos de Hach 8201 (naranja de metilo) y 8202 (fenolftaleína). Rangos: 10 - 160 y 1000 - 4000 mg/L como CaCO_3 . El set de reactivos incluye: sobres de reactivo en polvo de azul de bromofenol, sobres de reactivo en polvo de fenolftaleína y dos cartuchos de hidróxido de sodio (0,1600 N y 1,600 N). Para 40 - 100 tests aproximadamente

Resultados exactos siempre que los necesite

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aproximadamente 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Número de tests:	100
Número del método:	8202 (P)
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 160 mg/L

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)