



Be Right™



## Solución indicadora de naranja de metilo, 500 mL

|                |               |
|----------------|---------------|
| # de producto: | 14849         |
| USD Precio:    | Contacto Hach |
| Disponible     |               |

Indicador de pH para valoraciones de acidez. 0,50 g/L, formulación APHA. Cambio de color de rosa (pH 3,2) a amarillo (pH 4,4). Botella de 500 mL

---

### Especificaciones

|             |            |
|-------------|------------|
| Método:     | Valoración |
| Plataforma: | Solución   |
| Volumen:    | 500 mL     |

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)