



Be Right™



## Solución estándar de ácido sulfúrico, 0,020 N (N/50), 4 L

# de producto:

20356

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de la alcalinidad mediante la valoración con bureta. Método Hach 8221. Botella de 4 L

---

### Especificaciones

Concentración:	0.020 N
Plataforma:	Solución
Volumen:	4 L

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)