



Be Right™



Solución estándar de ácido sulfúrico, 0,035 N, 100 mL

de producto:

2349732

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de la alcalinidad mediante el kit por recuento de gotas. Botella MDB de 100 mL.

Especificaciones

Concentración:	0,035 N
Descripción:	Solución estándar de ácido sulfúrico, 0,035 N, 100 ml MDB
Parámetro:	Alcalinidad
Plataforma:	Solución
Volumen:	100 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)