



Be Right™



Ácido Sulfúrico, cartucho para valorador digital, 0,1600 N

de producto:

1438801

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Soluciones para valoración listas para usar para la determinación de Alcalinidad y Alcalinidad Total, 10-160 mg/L CaCO₃

Especificaciones

Conforme a EPA:	Sí
Método:	Verde de bromcresol/rojo de metilo
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8203
Parámetro:	Alcalinidad
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Valorante:	0,1600 N H ₂ SO ₄

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)