



Be Right™



Ácido Sulfúrico, cartucho para valorador digital, 1,600 N

de producto:

1438901

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Soluciones para valoración listas para usar para la valoración de Ácido-Base, Acidez y Alcalinidad.

Especificaciones

Conforme a EPA:	Sí
Method Number 1 Chemistry:	8203
Método:	Fenolftaleína
Número de tests:	40 - 100
Parámetro:	Alcalinidad, Ácido-Base
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Valorante:	1,600 N H ₂ SO ₄

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)