



Be Right™



Set de reactivos de Alcalinidad para Digital Titrator

de producto:

2271900

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Cartuchos sellados para valoración, fácilmente intercambiables y listos para usar. Para obtener resultados fiables con el Valorador Digital (Digital Titrator) en campo y en el laboratorio.

Para la determinación de alcalinidad por valoración de ácido sulfúrico con valorador digital Digital Titrator. Método de Hach 8203. Rango: 10-4.000 mg/L CaCO₃. El set contiene Indicador Fenolftaleína Powder Pillow, Indicador Verde Bromocresol -Rojo de Metilo Powder Pillow y cartuchos Digital Titrator de Ácido Sulfúrico, 0,1600 N y 1,600 N. Aproximadamente para 40-100 tests.

Resultados exactos - cuando y donde usted los necesita

El método Digital Titrator utiliza un aparato de dispensación de alta precisión y cartuchos de un valorante concentrado que permiten realizar los análisis en el laboratorio, en la planta o en campo.

Rápido y Versátil

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar de valorante en cuestión de segundos. Sin necesidad de limpieza o aclarado de buretas.

Versátil

Existen más de 50 combinaciones de parámetro/rango disponibles

Económico

Los valorantes concentrados permiten realizar aproximadamente unas 40-100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Descripción:	Set de reactivos de Alcalinidad para Digital Titrator
Método:	Fenolftaleína y Alcalinidad total
Notas especiales:	El set contiene: Indicador Bromocresol Verde Rojo de Metilo, Powder Pillow (94399), Indicador Fenolftaleína (94299), Cartucho Ácido Sulfúrico para DT, 1,600 N (1438901), Cartucho Ácido Sulfúrico para DT, 0,1600 N (1438801)
Número de tests:	100
Número del método:	8203
Parámetro:	Alcalinidad
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 4000 mg/L CaCO ₃

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)