



Be Right™



Solución estándar de ácido clorhídrico, 0,02 N, 1 L

de producto: 2330353
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Para la determinación de la alcalinidad mediante valoración con bureta. Fórmula APHA. Botella de 1 L.

Especificaciones

Concentración:	0.02 N
Plataforma:	Solución
Tipo solución:	0.02 N
Volumen:	1 L

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)