



Be Right™



Reactivos Chemkey de Alcalinidad Total, rango alto (caja de 25)

de producto:

8636100

USD Precio:

Contacto Hach

Reactivos Chemkey de Alcalinidad Total, rango alto, 200 - 700 mg/L CaCO₃. Para usar con SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 25
Método:	Colorimetric
Número del método:	10283
Parámetro:	Alcalinidad total, rango alto
Plataforma:	Chemkeys
Rango de medición:	200 - 700 mg/L CaCO ₃