



Be Right™



Clorofosfonazo, Solución indicadora en Pillows, pk 100

de producto:

2589599

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de Dureza en Rango Ultra bajo, 8-1000 $\mu\text{g/l}$ CaCO_3 . La solución indicadora Clorofosfonazo viene en dosis individuales.

Para la determinación de Dureza en rango ultra bajo por el método Clorofosfonazo. Método Hach 8374. Rango: 4 - 1000 $\mu\text{g/L}$ Ca y Mg como CaCO_3 . La solución de Clorofosfonazo viene en dosis individuales. Requiere reactivo CDTA, ref. 2589636. 100 tests.

Especificaciones

Cantidad:	100 uds
Method Number 1 Chemistry:	8374
Método:	Clorofosfonazo
Número de tests:	100
Parámetro:	Dureza Cálctica y Magnésica

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)