



Solución Alkali para Dureza Colorimétrica, 100 mL

de producto:

2241732

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación colorimétrica de Calcio y Magnesio, 0.05-4.00 mg/L Ca como CaCO_3 , 0.05-4.00 mg/L Mg como CaCO_3 .

Especificaciones

Cantidad:	100 mL
Método:	Calmagite Colorimetric
Número de tests:	100
Número del método:	8030
Parámetro:	Hardness, Ca and Mg
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)