



Be Right™



Reactivo para la determinación de la dureza UniVer3, 454 g, con cuchara

de producto: 2883702
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Reactivo para la determinación de la dureza UniVer3, botella de 454 g con cuchara de 1 g. Nota: este número de pieza sustituye a UniVer2, n.º de referencia 27801 y 85068.

Especificaciones

Método: Valoración de EDTA

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)