



TitraVer EDTA, cartucho para valorador digital, 0,0800 M

de producto:

1436401

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Soluciones para valoración listas para usar para la determinación de Calcio y Dureza Total, 10-160 mg/L CaCO₃.

Especificaciones

Método:	EDTA (ManVer 2)
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8204
Parámetro:	Dureza, Total
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Valorante:	0,0800 M EDTA

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)
- Valorador digital (Digital Titrator) con caja de plástico (Item 1690001)