



Be Right™



## EDTA Cartucho Digital Titrator, 0,714 M

# de producto:

1495901

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución valorante lista para su uso para análisis de Dureza Total, 10-100+ G.d.H. CaCO<sub>3</sub>.

EDTA Cartucho para Digital Titrator para la determinación de Dureza Total, 0,714 M. Dígitos x 1,785 = mg/L CaCO<sub>3</sub> en 50 mL, Dígitos x 0,1 = Gdh.

### Resultados exactos - cuando y donde usted los necesita

El método Digital Titrator utiliza un aparato de dispensación de alta precisión y cartuchos de un valorante concentrado que permiten realizar los análisis en el laboratorio, en la planta o en campo.

### Rápido y Versátil

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar de valorante en cuestión de segundos. Sin necesidad de limpieza o aclarado de buretas.

### Versátil

Existen más de 50 combinaciones de parámetro/rango disponibles

### Económico

Los valorantes concentrados permiten realizar aproximadamente unas 40-100 valoraciones por cartucho.

---

## Especificaciones

Método:	EDTA (ManVer2)
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8204
Parámetro:	Gesamt-Härte, sequentiell
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 200 G,d,h,
Valorante:	0,714 M EDTA

---

## Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)