



Be Right™



Dureza Cálctica, Set de reactivos para Valorador Digital (HR)

de producto:

2447500

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Set de reactivos para la determinación de Dureza Cálctica por método EDTA Digital Titrator (método Hach 8204). Rango: 100-4000 mg/L como CaCO₃. El set está compuesto por CalVerÂ® 2, indicador de Calcio Powder Pillow, Solución Hidróxido de Potasio (8 N) y cartucho Digital Titrator (EDTA) 0,800 M para aproximadamente 40-100 tests.

Resultados exactos - cuando y donde usted los necesita

El método Digital Titrator utiliza un aparato de dispensación de alta precisión y cartuchos de un valorante concentrado que permiten realizar los análisis en el laboratorio, en la planta o en campo.

Rápido y Versátil

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar de valorante en cuestión de segundos. Sin necesidad de limpieza o aclarado de buretas.

Versátil

Existen más de 50 combinaciones de parámetro/rango disponibles.

Económica

Los valorantes concentrados permiten realizar aproximadamente unas 40-100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Características especiales:	Reagent set, HR, Digital Titrator
Método:	Valoración EDTA
Número de tests:	40-100
Número del método:	8204
Parámetro:	Hardness (Calcium)
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)