



Be Right™



Dureza Total, Set de reactivos para Valorador Digital (LR)

de producto:

2448000

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de Dureza Total, 10-160 mg/L CaCO₃, método EDTA.

Especificaciones

Características especiales:	Reagent set, LR, Digital Titrator
Conforme a EPA:	Sí
Método:	EDTA Titration
Número de tests:	40-100
Número del método:	8213
Parámetro:	Hardness (Total)
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 160 mg/L CaCO ₃

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)