



Be Right™



Set de reactivos, dureza (total), rango alto, valorador digital

de producto:

2448100

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de la dureza total, 100 - 4000 mg/L CaCO₃, método EDTA.

Set de reactivos para la determinación de la dureza total mediante valoración de EDTA con valorador digital (método Hach 8213). Rango: 100 - 4000 mg/L como CaCO₃. El set contiene: solución tampón (dureza 1), sobres de reactivo en polvo indicador de dureza ManVer 2 y cartucho de EDTA de 0,800 M para valorador digital para 40-100 tests.

Resultados exactos siempre que los necesite

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Características especiales:	Reagent set, HR, Digital Titrator
Método:	Valoración de EDTA
Número de tests:	100
Número del método:	8213
Parámetro:	Hardness (Total)
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)