



Be Right™



Solución estándar EDTA, 0,0200 N, 4 L

# de producto:	20556
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Para la determinación de la dureza mediante valoración con bureta. Métodos de Hach 8222 (calcio) y 8226 (total). 0,0200 N (0,0100 M) (N/50), botella de 4 L

Especificaciones

Cantidad:	4
Método:	Valoración de EDTA
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0 - 5000 mg/L CaCO ₃

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)