



Solución de dureza 3, 100 mL MDB

# de producto:	42632
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Solución de valoración de EDTA para la determinación de la dureza mediante valoración por recuento de gotas. 0,03 N (0,015 M), botella MDB.

Especificaciones

Cantidad:	100 mL ml
Método:	Valoración de EDTA
Parámetro:	Dureza
Plataforma:	Solución
Valorante:	EDTA

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)