



## Solución tampón de dureza 1 (100 mL MDB)

# de producto:

42432

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para valoraciones de dureza con un pH 10,1  $\pm$  0,1 a 20 °C. Botella MDB.

---

### Especificaciones

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Cantidad:          | 100 mL             |
| Método:            | Valoración de EDTA |
| Número de tests:   | 100                |
| Número del método: | 8226, 8213         |
| Plataforma:        | Solución           |

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)