



Be Right™



Set de reactivos, dureza (total), test kit HA-71A

de producto:

2437800

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de la dureza total mediante el método de valoración de EDTA por recuento de gotas. Set de reactivos de repuesto para el test kit HA-71A. El set contiene: solución tampón (dureza 1), soluciones de dureza 2 y dureza 3 para aproximadamente 100 tests.

Especificaciones

Características especiales:	Reagent set, HA-71A test kit
Método:	Valoración de EDTA
Parámetro:	Hardness (Total)
Rango de medición:	1 - 20 mg/L CaCO ₃

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)