



Be Right™



Reactivo titrante de CDTA (HexaVer), 0,02 N, 1 L

de producto: 74053
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Solución estándar de CDTA, (HexaVer), 0,020 N (N/50) (0,010 M). Para la determinación de la dureza mediante valoración con bureta. Botella de 1 L

Especificaciones

Método: Valoración de CDTA
Plataforma: Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)