



Be Right™



Set de reactivos para la determinación de la dureza (cálcica), bureta

de producto:

2447000

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Set de reactivos para la determinación de la dureza cálcica mediante método de valoración de EDTA con bureta (método Hach 8222). Método aceptado por la EPA. Rango: 0 - 5000 mg/L CaCO₃. El set contiene: sobres de reactivo en polvo indicador de calcio CalVer 2, solución de hidróxido de potasio (8 N) y reactivo titrante TitraVer (EDTA) para aproximadamente 100 tests.

Especificaciones

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Características especiales: | Reagent set, Buret |
| Conforme a EPA: | Sí |
| Método: | Valoración de EDTA |
| Número de tests: | 100 |
| Número del método: | 8222 |
| Parámetro: | Hardness (Calcium) |
| Rango de medición: | 0 - 5000 mg/L CaCO ₃ |

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)