



Set de reactivos, dureza (total), bureta, rango bajo

de producto:

2447600

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Set de reactivos para la determinación de la dureza total mediante método de valoración ManVer 2 con bureta (método Hach 8226). Método aceptado por la EPA. Rango: 0 - 2500 mg/L como CaCO₃. Contiene: solución tampón (dureza 1), sobres de reactivo en polvo indicador de dureza ManVer 2 y reactivo titrante EDTA (TitraVer) de 0,0200 N para aproximadamente 100 tests.

Especificaciones

Características especiales:	Reagent set, Buret, LR
Conforme a EPA:	Sí
Método:	Valoración de EDTA
Número de tests:	100
Número del método:	8226
Parámetro:	Hardness (Total)
Rango de medición:	0 - 2500 mg/L CaCO ₃

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)