



Set de reactivos, dureza (total), test kit 5-EP

de producto:

2437900

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de la dureza total mediante el método de valoración de EDTA por recuento de gotas. Set de reactivos de repuesto para el test kit 5-EP. El set contiene: sobres de reactivo en polvo UniVer 3 y Solución de prueba de dureza 3 para aproximadamente 100 tests.

Especificaciones

Características especiales:	Reagent set, 5-EP test kit
Método:	Valoración de EDTA
Parámetro:	Hardness (Total)
Rango de medición:	1 - 30 gpg Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)