



Be Right™



## DEHA Reactivo 1, Powder Pillow, 3-450 µg/L DEHA

# de producto: 2167969  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de atrapadores de oxígeno por el método de reducción de hierro. Pk 100.

---

### Especificaciones

|                    |  |
|--------------------|--|
| Cantidad:          | 100 uds                                    |
| Descripción:       | DEHA Reactivo 1, Powder Pillows            |
| Método:            | Reducción de Hierro                        |
| Número de tests:   | 50   |
| Número del método: | 8140                                       |
| Parámetro:         | Atrapadores de oxígeno                     |
| Plataforma:        | Powder Pillows                             |
| Rango:             | 15 - 1000 µg/L Methylethyl ketoxime (MEKO) |
| Rango de medición: | 9 - 1000 µg/L Hidroquinona                 |

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)