



Be Right™



Sobres de reactivo en polvo de sílice, ácido cítrico, 25 mL, paquete de 1000

de producto:

1454828

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de sílice en rango alto (0 - 100,0 mg/L SiO₂), método del silicomolibdato.

Especificaciones

Cantidad:	1000 /pk
Número de tests:	1000
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)