



Be Right™



Sobres de reactivo de ácido cítrico en polvo, 5 mL, paquete de 100

de producto:

1454999

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de sílice en rango alto, método del silicomolibdato. Para muestra de 5 mL.

Para la determinación de sílice con test kits visuales de Hach. Tamaño de la muestra: 5 mL. Paquete de 100.

Especificaciones

Cantidad:

100 /pk

Plataforma:

Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)