



Be Right™



## Sobres de reactivo de sílice 3 en polvo, paquete de 100

# de producto:	27169
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de sílice en rango alto.

Para la determinación de sílice en rango bajo con test kits visuales. Paquete de 100 sobres de reactivo en polvo.

---

### Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Plataforma:	Powder Pillows

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)