



Be Right™



## Molibdato, reactivo Powder Pillow

# de producto: 2107369  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Sílice, 1-100 mg/L SiO<sub>2</sub>. Para 10 mL de muestra.

---

### Especificaciones

Cantidad:	100 uds
Método:	Silicomolibdato
Número de tests:	100
Número del método:	8185
Parámetro:	Sílice
Plataforma:	Powder Pillows

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)