



Be Right™



## Ácido, reactivo Powder Pillow para Sílice HR

# de producto:

2107469

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Sílice, 1-100 mg/L SiO<sub>2</sub>. Para 10 mL de muestra. Pk 100

### Especificaciones

Cantidad:	100 uds
Método:	Silicomolibdato
Número de tests:	100
Número del método:	8185
Parámetro:	Sílice
Plataforma:	Powder Pillows

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)