



Be Right™



## Sobres de reactivo en polvo, sílice en rango bajo, molibdato, 5 mL, paquete de 100

# de producto: 1454699  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponibile

Para la determinación de sílice en rango bajo (0 - 2 mg/L). Muestra de 5 mL. Para uso con test kits visuales de Hach.

---

### Especificaciones

Método: Silicomolibdato  
Plataforma: Powder Pillows

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)