



Be Right™



Sobres de reactivo en polvo de sílice en rango alto, ácido, 5 mL, paquete de 100

de producto:

1454599

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de sílice en rango alto. Tamaño de la muestra: 5 mL. Para uso con test kits visuales de Hach.

Especificaciones

Método:	Silicomolibdato
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)