



Be Right™



Ácido p-toluensulfónico de amonio, 25 g

de producto:

2277924

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Estándar de TKN-proteína (PTSA de amonio): 7,402 % de N, 46,26 % de proteína cruda. Para comprobar la exactitud y la recuperación de la digestión en las determinaciones de nitrógeno total y TKN. Botella de 25 g. Consulte 2277800 para el set completo de tres estándares con resistencia creciente a la digestión.

Especificaciones

Plataforma:

Jar

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)