



Be Right™



## Ácido p-toluensulfónico de ácido nicotínico, 25 g

# de producto: 2278124  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

Estándar de TKN-proteína (PTSA de ácido nicotínico): 4,743 % de N, 29,64 % de proteína cruda. Para comprobar la exactitud y la recuperación de la digestión en las determinaciones de nitrógeno total y TKN. Botella de 25 g. Consulte 2277800 para el set completo de tres estándares con resistencia creciente a la digestión.

---

### Especificaciones

Plataforma: Jar

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)