



Be Right™



Estándar primario, nitrógeno, set de 3

de producto:

2277800

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Use este set para comprobar la exactitud de las pruebas de proteína cruda y la eficiencia de la recuperación de la digestión en los métodos de nitrógeno total y TKN. Set de tres estándares de 25 g: Ácido p-toluensulfónico de amonio (PTSA de amonio), PTSA de glicina y PTSA de ácido nicotínico.

Especificaciones

Descripción:

Set de estándar primario, para set de nitrógeno Kjeldahl de 3 compuestos: p-toluensulfonato de amoníaco, p-toluensulfonato de glicina, p-toluensulfonato de ácido nicotínico

Plataforma:

Jar

Volumen:

25 g cada

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)