




Be Right™



Solución estándar de potasio, 250 mg/L como K (NIST), paquete de 16 ampollas Voluette de 10 mL

de producto: 1479010
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de potasio

Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para realizar adiciones de estándar y comprobar la recuperación de porcentaje, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

Especificaciones

Cantidad:	mL/16
Concentración:	250 mg/L
Descripción:	Solución estándar de potasio
Plataforma:	Solución