



Be Right™



Solución estándar de sulfato, 50 mg/L de SO₄ (NIST), 500 mL

de producto: 257849
USD Precio: Contacto Hach
Disponibile

Estándar monoparámetro para aseguramiento de la calidad analítica.

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de sulfato

Especificaciones

Cantidad:	500 mL 500
Concentración:	50 mg/L SO ₄
Descripción:	Solución estándar de sulfato, 50 mg/l de SO ₄ (NIST), 500 ml
Parámetro:	Sulfato
Plataforma:	Solución