



Be Right™



Solución estándar de cloro, de 25 a 30 mg/L como Cl₂, 20 unidades

de producto: 2630020
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Estándar monoparámetro para aseguramiento de la calidad analítica.

Especificaciones

Cantidad:	20 Ampollas
Concentración:	25 - 30 mg/L Cl ₂
Descripción:	Solución estándar de cloro, de 25 a 30 mg/l como Cl ₂ , ampollas PourRite, paquete de 20
Parámetro:	Cloro
Plataforma:	Solución