



Kit de estándares secundarios SpecCheck de cloro LR, DPD

# de producto:	2635300
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Estándares de gel sólidos y listos para usar para la verificación de instrumentos en el laboratorio y sobre el terreno.

Los kits de estándares secundarios SpecCheck listos para usar incluyen cuatro cubetas de vidrio selladas de 10 ml (1 pulgada) con un blanco de reactivo y tres estándares diferentes dentro del rango analítico habitual, así como instrucciones, un maletín de plástico y un certificado de análisis.

Los estándares SpecCheck tienen un período de validez de dos años a partir de la fecha de fabricación.

Especificaciones

Cantidad:	Set de 4 viales
Concentración:	0 - 2,0 mg/L Cl ₂
Descripción:	Kit de estándares de gel secundarios SpecCheck para cloro LR, DPD
Instrumento:	Incluye valores para todos los instrumentos.
Método:	DPD
Parámetro:	Cloro