



## Solución estándar de nitrógeno nítrico, 500 mg/L como $\text{NO}_3^-$ -N (NIST), paquete de 20 ampollas PourRite de 2 mL

# de producto: 1426020

**ARTICULO OBSOLETO**  
Este artículo ya no esta disponible.

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de nitrógeno nítrico

### Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para realizar adiciones de estándar y comprobar la recuperación de porcentaje, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

### Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

### Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

---

## Especificaciones

Cantidad:	Paquete
Concentración:	500 mg/L $\text{NO}_3^-$ -N
Descripción:	Estándar de nitrato como $\text{NO}_3^-$ -N
Plataforma:	Solución