




Be Right™



Solución estándar de nitrógeno amoniacal, 50 mg/L como $\text{NH}_3\text{-N}$, paquete de 16 ampollitas Voluette de 10 mL

de producto: 1479110
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de nitrógeno amoniacal

Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollitas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para realizar adiciones de estándar y comprobar la recuperación de porcentaje, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

Resultados fiables

Las ampollitas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

Especificaciones

Cantidad:	mL/16
Concentración:	50 mg/L
Descripción:	Solución estándar de amoníaco como $\text{NH}_3\text{-N}$
Plataforma:	Solución