



## Solución estándar de nitrógeno nítrico 5 mg/L como $\text{NO}_3^-$ -N (NIST), paquete de 16 ampollas Voluette de 10 mL

# de producto: 2557810

**ARTICULO OBSOLETO**  
Este articulo ya no esta disponible.

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de nitrógeno nítrico

---

### Especificaciones

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Cantidad:      | mL/16                                       |
| Concentración: | 5 mg/L                                      |
| Descripción:   | Estándar de nitrato como $\text{NO}_3^-$ -N |
| Plataforma:    | Solución                                    |