



ez GGA - GGA sin pipeta, estándar para DBO de dosis única, paquete de 20 ampollas de 2 mL

de producto: 2514420
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Reactivos BOD

ez GGA, envasados en ampollas de un solo uso. Ya no es necesario diluir, pipetear ni realizar estimaciones. Solo hay que romper la punta de la ampolla y verter todo el contenido en la botella para DBO. El GGA ya medido contiene el estándar de 198 mg/L de DBO de glucosa más ácido glutámico (GGA). La presencia de la ampolla de vidrio en la botella para DBO sirve de indicador visual rápido para saber que se ha añadido el GGA a la muestra. El producto es equivalente a los métodos estándar.

Especificaciones

Aplicación:	Calibración
Cantidad:	20 unidades
Concentración:	150 mg/L
Descripción:	Estándar
Fórmula:	Glucosa y ácido glutámico (GGA)
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Ampollas