



Be Right™



## Solución estándar, cloruro, 12 500 mg/L como Cl<sup>-</sup>, paquete de 16 ampollas Voluette de 10 mL

# de producto: 1425010  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de cloruro

### Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para realizar adiciones de estándar y comprobar la recuperación de porcentaje, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

### Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

### Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

---

## Especificaciones

Concentración: 12500 mg/L Cl<sup>-</sup>  
Plataforma: Solución