




Be Right™



## Solución estándar de alcalinidad, 25.000 mg/L como $\text{CaCO}_3$ (NIST), 16/paq. - Ampollas Voluette de 10 mL

# de producto: 1427810  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

Para verificaciones de exactitud en determinaciones de alcalinidad

### Verificaciones de exactitud sencillas

Los estándares en ampollas Voluette y PourRite están diseñados para trabajar directamente con verificaciones de exactitud con adiciones de estándar en procedimientos y software de fotómetro Hach. Use la pipeta Tensette para agregar muestras precisas del estándar y verifique el porcentaje de recuperación, para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

### Minimice los residuos

Abra una ampolla de estándar fresco para cada verificación de exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un conjunto de adiciones de estándar.

### Resultados confiables

Las ampollas selladas impiden la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

---

## Especificaciones

Cantidad:	16 x 10 mL ampules
Concentración:	0,5 N (25000 mg/L $\text{CaCO}_3$ )
Parámetro:	Alcalinidad
Plataforma:	Solución